

ZIVEREL™ solution for oral use

INDICATION: Protective treatment of the oesophageal mucosa. Ziverel facilitates mucosal repair and relieves symptoms such as burning and pain. Ziverel is a medical device that allows rapid relief of gastro-oesophageal reflux symptoms such as pyrosis, epigastric pain, acid reflux, irritative cough and dysphonia.

The most representative form of oesophageal mucosal disorders is Gastro-oesophageal reflux disease (GERD).

GERD is characterised by certain symptoms (e.g. pyrosis, acid reflux, irritative cough and dysphonia) that can occur together with inflammatory erosive lesions of the oesophageal mucosa.

GERD is usually exacerbated when lying down so symptoms can become worse during the night.

Ziverel is a combination of hyaluronic acid and chondroitin sulfate which together provide a mechanism that protects and helps to repair the gastro-oesophageal mucosa.

The presence of a highly bioadhesive component (poloxamer 407) in the formulation of Ziverel allows the hyaluronic acid and chondroitin sulfate to stay on the surface of the oesophageal wall,

thus contributing to the protective effect against the action of the hydrochloric acid and pepsin produced by the stomach.

Chondroitin sulfate also has an action that promotes the repair process of the gastro-oesophageal mucosa.

COMPOSITION/INGREDIENTS:

Hyaluronic acid, sodium salt, sodium chondroitin sulfate, polyvinylpyrrolidone, xylitol C, sodium benzoate, potassium sorbate, flavouring, water and poloxamer 407.

PACK: 14 or 20 stick packs of 10 ml for oral use. Not all pack sizes may be marketed.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE: Take the contents of one stick pack after each meal and at bedtime or as instructed by your healthcare professional**ZIVEREL™ Lösung zum Einnehmen****ANWENDUNGSGEBIETE:**

Schützende Behandlung der Speiseröhrenschleimhaut. Ziverel unterstützt die Schleimhautregeneration und lindert Symptome wie Brennen und Schmerzen. Ziverel ist ein

Medizinprodukt, das zur schnellen Linderung von gastroösophagealen Refluxsymptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurerreflux, Reizhusten und Stimmstörung verwendet wird.

Die häufigste Form von Störungen der Speiseröhrenschleimhaut ist die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD).

healthcare professional if symptoms persist. Do not use the product after the date of expiry shown on the packaging. Store the product in a cool, dry place away from any sources of heat. Do not freeze. Keep the product out of sight and reach of children.

Revision 01 dated May 2017.

Distributor UK: Norgine Pharmaceuticals Limited, Norgine House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, UB9 6NS, UK Distributor IE: Norgine B.V., Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, The Netherlands

ZIVEREL, NORGINE and the sail logo are trademarks of the Norgine group of companies.

ZIVEREL™ Lösung zum Einnehmen**ANWENDUNGSGEBIETE:**

Schützende Behandlung der Speiseröhrenschleimhaut. Ziverel unterstützt die Schleimhautregeneration und lindert Symptome wie Brennen und Schmerzen. Ziverel ist ein Medizinprodukt, das zur schnellen Linderung von gastroösophagealen Refluxsymptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurerreflux, Reizhusten und Stimmstörung fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/ BESTANDTEILE: Hyaluronsäure-Natriumsalz, Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol C, Natriumbenzoat, Kaliumsorbitat, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

GERD ist durch Symptome wie z. B. Sodbrennen, Säurerreflux, Reizhusten und Stimmstörung gekennzeichnet, die zusammen mit entzündlichen, erosiven Läsionen der Speiseröhrenschleimhaut auftreten können.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

Ziverel ist eine Kombination aus Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat. Diese schaffen zusammen einen Mechanismus, der die Speiseröhrenschleimhaut schützt und zu ihrer Regeneration beiträgt.

Eine hoch bioadhäsive Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

WARNHINWEISE: Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden. Bei anhaltenden Symptomen suchen Sie bitte Ihren Arzt/ Ihre Ärztin auf. Das Produkt darf nach Ablauf des auf der Packung angegebenen

Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen aufbewahren. Nicht einfrieren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Überarbeitung 01 Mai 2017.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen auftreten können.

GERD verschlimmert sich in der Regel im Liegen, so dass sich die Symptome in der Nacht verstärken können.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

WARNHINWEISE: Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden. Bei anhaltenden Symptomen suchen Sie bitte Ihren Arzt/ Ihre Ärztin auf. Das Produkt darf nach Ablauf des auf der Packung angegebenen

Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen aufbewahren. Nicht einfrieren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Überarbeitung 01 Mai 2017.

Vertrieb: Norgine GmbH, Im Schwarzenborn 4, D-35041 Marburg
Norgine Pharma GmbH, Haidestraße 4, A-1110 Wien
Norgine AG, Neue Bahnhofstrasse 160, CH-4132 Muttenz
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee.

ZIVEREL, NORGINE und das Norgine-Siegel sind Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.

ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La condroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La presenza d'un composant hautement bioadhésif (poloxamère 407) dans la formulation de Ziverel permet à l'acide hyaluronique et à la chondroïtine sulfaté de rester à la surface de la paroi œsophagienne, contribuant ainsi à l'effet protecteur indésirables connus, ce produit ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou au cours des premiers mois de l'allaitement. Il est toujours recommandé de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant utilisation.

MISES EN GARDE : Ne pas dépasser la dose recommandée. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si les symptômes persistent. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas congeler. Tenir le produit hors de la vue et de la portée des enfants.

Révision 01 datée de mai 2017.
CONDITIONNEMENT : 14 ou 20 sachets unidoses de 10 ml destinées à la voie orale. Il se peut

érosives inflammatoires de la muqueuse œsophagienne.

POSOLOGIE ET MODE

D'UTILISATION : Prendre le contenu d'un sachet unidose après chaque repas et au coucher ou se conformer aux instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

CONTRE-INDICATIONS : Il n'existe aucune contre-indication particulière. En cas

d'hypersensibilité à l'un quelconque des composants, interrompre le traitement et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

La présence d'un composant hautement bioadhésif (poloxamère 407) dans la formulation de Ziverel permet à l'acide hyaluronique et à la chondroïtine sulfaté de rester à la surface de la paroi œsophagienne, contribuant ainsi à l'effet protecteur indésirables connus, ce produit ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou au cours des premiers mois de l'allaitement. Il est toujours recommandé de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant utilisation.

La chondroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

CONFEZIONE: 14 o 20 bustine da 10 ml per uso orale. Può darsi che certe confezioni non saranno disponibili.

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.
ZIVEREL è una combinazione di acido ialuronico e condroitina sulfato che

que certains emballages ne seront pas disponibles.

CH-4132 Muttenz

Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee.

ZIVEREL, NORGINE et le logo avec la voile sont des marques du groupe de sociétés Norgine.

ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La condroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La presenza d'un composant hautement bioadhésif (poloxamère 407) dans la formulation de Ziverel permet à l'acide hyaluronique et à la chondroïtine sulfaté de rester à la surface de la paroi œsophagienne, contribuant ainsi à l'effet protecteur indésirables connus, ce produit ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou au cours des premiers mois de l'allaitement. Il est toujours recommandé de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant utilisation.

La chondroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

CONFEZIONE: 14 o 20 bustine da 10 ml per uso orale. Può darsi che certe confezioni non saranno disponibili.

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.
ZIVEREL è una combinazione di acido ialuronico e condroitina sulfato che

insieme forniscono un meccanismo che protegge e contribuisce a riparare la mucosa gastroesofagea. La presenza di un componente altamente bioadesivo (polossamero 407) nella formulazione di Ziverel consente all'acido ialuronico e alla condroitina sulfato di rimanere sulla superficie della parete esofagea, contribuendo così all'effetto protettivo contro l'azione dell'acido cloridrico e della pepsina prodotti dallo stomaco.

ZIVEREL, NORGINE e il logo con la vela sono marchi delle aziende del gruppo Norgine.

ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La condroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

CONFEZIONE: 14 o 20 bustine da 10 ml per uso orale. Può darsi che certe confezioni non saranno disponibili.

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.
ZIVEREL è una combinazione di acido ialuronico e condroitina sulfato che

il trattamento e rivolgersi al medico. Sebbene non esistano effetti indesiderati noti, questo prodotto non deve essere usato durante la gravidanza o nei primi mesi di allattamento. È sempre consigliabile consultare il medico prima dell'uso.

ZIVEREL, NORGINE e il logo con la vela sono marchi delle aziende del gruppo Norgine.

ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La condroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

CONFEZIONE: 14 o 20 bustine da 10 ml per uso orale. Può darsi che certe confezioni non saranno disponibili.

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.
ZIVEREL è una combinazione di acido ialuronico e condroitina sulfato che

maagzuur, pijn in bovenbuik, zure reflux, irriterende hoest en dysfonie mogelijk maakt.

ZIVEREL, NORGINE e il logo con la vela sono marchi delle aziende del gruppo Norgine.

ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La condroitina sulfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea. La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

CONFEZIONE: 14 o 20 bustine da 10 ml per uso orale. Può darsi che certe confezioni non saranno disponibili.

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.
ZIVEREL è una combinazione di acido ialuronico e condroitina sulfato che

Chondroïtinesulfaat is ook bevorderlijk voor het herstelproces van de gastro-oesofageale mucosa.

SAMENSTELLING / BESTANDELEN:

Hyaluronzuurnatriumzout, natriumchondroïtinesulfaat, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, smaakstof, water en poloxameer 407.

VERPAKKING:

14 of 20-stickverpakkingen van 10 ml voor oraal gebruik. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

DOSIS EN INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK: Neem na elke maaltijd en bij het naar bed gaan de inhoud van één stickverpakking of volg de instructies precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

CONTRA-INDICATIES: Er zijn geen bijzondere contra-indicaties. In geval van overgevoeligheid voor één van de componenten, stop met de behandeling en neem contact op met uw arts of apotheker. Hoewel er geen bekende bijwerkingen zijn, dient dit product niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste maanden van borstvoeding. Het is aan te bevelen om eerst te overleggen met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

WAARSCHUWINGEN: De aanbevolen dosis niet overschrijden. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer de symptomen

aanhouden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Bewaar het product op een koele, droge plaats weg van eventuele warmtebronnen. Niet in de vriezer bewaren. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Herziening 01 gedateerd mei 2017.

Verdeler: Norgine NV/SA, Haarsrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO

ZIVEREL, NORGINE en het zeil logo zijn handelsmerken van de Norgine bedrijvgroep.

DK ZIVEREL™ oplosning, som skal synkes

INDIKATION: Beskyttende behandling af slimhinden i spiserøret. Ziverel faciliterer reparasjon av slimhinden og lindrer symptomer som brænder og smærter. Ziverel er et medicinsk udstyr, som muliggør hurtig lindring af symptomer på gastroesofageal refluks, f.eks. halsbrand, epigastriske smærter, syrefluks, irritationshoste og hæshed.

Den mest repræsentative form for lidelser i spiserørlimhinden er gastroesofageal refluksygdom (GERD).

GERD er karakteriseret ved visse symptomer (pyrose, syrefluks,

irritationshoste og dysfoni), som kan forekomme sammen med inflammatoriske erosionslæsioner i spiserørlimhinden.

GERD forværres sædvanligvis, når patienten ligger ned, og symptomerne kan derfor forværres om natten.

Ziverel er en kombination af hyaluronsyre og chondroitinsulfat, som tilsammen giver en mekanisme, der beskytter og hjælper med at reparere spiserørets slimhinde.

Tilstedeværelsen af en stærkt biologisk bindende komponent (poloxamer 407) i formuleringen af Ziverel bevirket, at hyaluronsyen og chondroitinsulfaten kan blive på overfladen af spiserørets væg og dermed bidrage til den beskyttende virkning mod saltsyren og pepsinet, som produceres i maven.

Chondroitinsulfat har også en virkning, som fremmer reparationsprocessen i spiserørets slimhinde.

SAMMENSÆTNING/ INGREDIENSER:
Hyaluronsyrenatriumsalt, natriumchondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbenzoat, kaliumsorbat, aromastof, vand og poloxamer 407.

PAKNING: 14 eller 20 breve a 10 ml til oral anvendelse. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

DOSERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING: Tag indholdet af et brev efter hvert måltid og ved sengetid eller efter lægens anvisninger.

KONTRAINDIKATIONER: Der er ingen særlige kontraindikationer. Ved overfølsomhed over for en af ingredienserne skal du stoppe behandlingen og søge læge. Selvom der ikke er kendte bivirkninger, må produktet ikke anvendes under graviditet eller de første måneder af amningen. Det er altid bedst at tale med lægen før brug.

ADVARSLER: Den anbefalede dosis må ikke overskrides. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. Produktet må ikke anvendes efter udlobsdatoen på pakningen. Produktet opbevares tørt og kølig og ikke i nærheden af varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Revision 01 maj 2017.
DISTRIBUTØR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., 2730 Herlev, Danmark

FI ZIVEREL™-liuos on tarkoitettu nieltäväksi

KÄYTÖÄIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon. Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelia ja kipua. Ziverel on lääkinnällinen tarvike, joka tarjoaa nopean

lievityksen ruokatorven refluktsaudin oireisiin, kuten näristykseen, ylävatsan kipuihin, hapon nousemisen ruokatorveen, ärsytyskään ja äänihäiriöihin.

Ruokatorven refluktsauti (GERD) on yleisin ruokatorven limakalvosairaus. GERD:le tunnusomaisia ovat tietyt oireet (kuten näristys, hapon nouseminen ruokatorveen, ärsytyskä ja äänihäiriö), jotka voivat ilmetä yhdessä ruokatorven limakalvon erosivisten tulehdusvauroiden kanssa.

Refluksauti tavallisesti pahenee makuulla, joten oireet saatavat tuntua voimakkaammin öisin. Ziverel on hyaluronihapon ja kondroitinsulfaatin yhdistelmä, jotka yhdessä tarjoavatmekanismiin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen.

Vaikka tunnettuja haittavaikutuksia ei ole, jos olet herkistynyt jollekin tuotteen aineosalle, lopeta yhdessä tarjoavatmekanismiin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen.

DOS OCH BRUKSANVISNING: Ta innehållet i en dospåse efter varje måltid och vid läggdags eller enligt anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

KONTRAINDIKATIONER: Det finns inga särskilda kontraindikationer. Vid överkänslighet mot någon av innehållsmärkerna, stoppa behandlingen och kontakta hälso-

KOOSTUMUS/AINESOSAT:
Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitinsulfaatti, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbentsoatti, kaliumsorbaatti, aroma, vesi ja poloksameeri 407.

PAKKAU: 14 tai 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. Kaikkia pakkauskokoja ei väittämättä ole myynnissä.

SE ZIVEREL™ lösning avsedd att sväljas

INDIKATION: Skyddsbehandling av slémhinnan i matstrupen. Ziverel underlättar slémhinnans reparation och lindrar symptom som sveda och värk. Ziverel är en medicinteknisk produkt som ger snabb lindring av symptom på gastroesofageal reflux så som halsbränna, epigastrisk smärta, syreflux, rhestos och heshet.

VÄSTA-AIHEET: Erityisiä vasta-aiheita ei ole. Jos olet herkistynyt jollekin tuotteen aineosalle, lopeta yhdessä tarjoavatmekanismiin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen.

FÖRPACKNING: 14 och 20 dospåsar om 10 ml för oral användning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlek att passa.

NO ZIVEREL™ lösning beregnet på svejling

INDIKASJON: Beskyttende behandling av spiserørlimhinnen. Ziverel understøtter reparasjon av slémhinnene og avlaster symptomer som svelling og smerte. Ziverel er et medisinsk utstyr som gir rask lindring av gastro-øsog refluksymptomer, slik som halsbränna, epigastrisk smerte, syrefluks, irriterende hoste og heshet.

DISTRIKUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

tuote poissa lasten näkyviltä till att reparera slémhinnan i matstrupen.

Tarkistus 01, päivätty toukokuu 2017.

Jakelija: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Tanska

WARNING: Den rekommenderade dosen får inte överskridas. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om symptom kvarstår. Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Ziverel är en kombinasjon av hyaluronsyre och kondroitinsulfat som samman ges i en mekanism som beskytter och bidrar till att reparera slémhinnan.

SAMMANSÄTTNING/ INNEHÅLLSMÄRNEN: Hyaluronsyra-natriumsalt, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbenzoat, kaliumsorbat, smakämnen, vatten och poloxamer 407.

FÖRPACKNING: 14 och 20 dospåsar om 10 ml för oral användning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlek att passa.

NO ZIVEREL™ lösning beregnet på svejling

DOS OCH BRUKSANVISNING: Ta innehållet i en dospåse efter varje måltid och vid läggdags eller enligt anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

KONTRAINDIKATIONER: Det finns inga särskilda kontraindikationer. Vid överkänslighet mot någon av innehållsmärkerna, stoppa behandlingen och kontakta hälso-

och sjukvårdspersonal. Även om det inte finns några kända biverkningar ska detta produkt inte användas under graviditet eller under de första amningsmånaderna. Det är alltid tillrådligt att kontrollera med hälso- och sjukvårdspersonal före användning.

DOSE OG BRUKSANVISNING: Ta innholdet av én dosepose etter hvert måltid og ved sengetid, eller som foreskrevet av legen din.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ingen spesielle kontraindikasjoner. I tilfelle av overfølsomhet for noen av ingrediensene, stopp behandlingen og ta kontakt med legen din. Selv om det ikke finnes kjente bivirkninger, skal dette produktet ikke brukes under graviditet eller i de første månedene med amming. Det er alltid tilrådelig å snakke med legen din før bruk.

ADVARSEL: Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege hvis symptomene fortsetter. Ikke bruk produktet etter utløpsdato vist på emballasjen. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted vekke fra varmekilder. Må ikke fryses.

DISTRIKUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

NO ZIVEREL™ lösning beregnet på svejling

INDIKASJON: Beskyttende behandling av spiserørlimhinnen. Ziverel understøtter reparasjon av slémhinnene og avlaster symptomer som svelling og smerte. Ziverel er et medisinsk utstyr som gir rask lindring av gastro-øsog refluksymptomer, slik som halsbränna, epigastrisk smerte, syrefluks, irriterende hoste og heshet.

DISTRIKUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

gastroesofageal refluksygdom (GERD).

GERD: kjennetegnes av visse symptomer (dvs. halsbränna, sure oppstöt, irriterende hoste og heshet), som kan oppstå sammen med inflammatoriske eroderende lesjoner av spiserørlimhinnen.

DOSE OG BRUKSANVISNING: Ta innholdet av én dosepose etter hvert måltid og ved sengetid, eller som foreskrevet av legen din.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ingen spesielle kontraindikasjoner. I tilfelle av overfølsomhet for noen av ingrediensene, stopp behandlingen og ta kontakt med legen din. Selv om det ikke finnes kjente bivirkninger, skal dette produktet ikke brukes under graviditet eller i de første månedene med amming. Det er alltid tilrådelig å snakke med legen din før bruk.

ADVARSEL: Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege hvis symptomene fortsetter. Ikke bruk produktet etter utløpsdato vist på emballasjen. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted vekke fra varmekilder. Må ikke fryses.

DISTRIKUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

PAKKE: Pakke med 14 eller 20 doseposer á 10 ml for oral bruk. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

DOSE OG BRUKSANVISNING: Ta innholdet av én dosepose etter hvert måltid og ved sengetid, eller som foreskrevet av legen din.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ingen spesielle kontraindikasjoner. I tilfelle av overfølsomhet for noen av ingrediensene, stopp behandlingen og ta kontakt med legen din. Selv om det ikke finnes kjente bivirkninger, skal dette produktet ikke brukes under graviditet eller i de første månedene med amming. Det er alltid tilrådelig å snakke med legen din før bruk.

ADVARSEL: Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege hvis symptomene fortsetter. Ikke bruk produktet etter utløpsdato vist på emballasjen. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted vekke fra varmekilder. Må ikke fryses.

DISTRIKUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

CE 0373

NORGINE
APHARM s.r.l.,
Via Roma, 26
28041 Arona, IT

22238102